

Kofferdam nach der Methode Müller/Tischer

Die in der Praxis vorhandenen Materialien und Instrumente sind nach den Erfahrungen der Autoren in den wenigsten Fällen für die Methode nach Müller/Tischer geeignet. Deshalb werden die von den Referenten empfohlenen Materialien und Instrumente für den Kurs „Kofferdam in 100 Sekunden“ gestellt. Dennoch kann vorhandenes Instrumentarium zum Kurs mitgebracht werden.

Materialliste für ein erfolgreiches Arbeiten in der täglichen Praxis

Die Kofferdammethode nach Müller/Tischer ermöglicht das Anlegen der Kofferdamfolie über zehn Zähne in durchschnittlich schwierigen Fällen in drei Minuten, bei etwas Übung auch schneller. Für den Erfolg der Methode sind die empfohlenen Materialien und Instrumente von grundlegender Bedeutung.

Kosten für das empfohlene Einsteigerset (s. u.): ca. 300 Euro.

Empfohlene Materialien und Instrumente: Einsteigerset

- Kofferdamfolie Dental Dam x-heavy grün, Hygienic (Coltène-Whaledent)
- Kofferdamstempel nach Müller/Tischer (nur bei ADS, Art. 7645160)
- Stempelfarbe Coloris Fleischbeschauer-Stempelfarbe EU, Farbton blau; Bürostempelkissen; Bezugsquelle www.bost-stempel.de
- Keydent-Lochzange mit großem Stanzloch für den Klammerzahn sowie mit
- 3 Ersatzstanzscheiben (nur bei ADS, Art. 7574113)
oder
- Lochzange von Roeko (Coltène-Whaledent)
- Klammerzange von KKD (modifiziert bei ADS, Art. 7574101)*
- Spannrahmen Hager&Werken, Fit #1 groß (bei ADS Art. 7542200)
- Rasiercreme aus der Tube (z. B. aus dem Schlecker- Markt, bei ADS Art. 7562900)
- Stumpfe, nicht federnde Sonde (Einrolltechnik; u. a. bei ADS Art. 7562300)*
- Kronenschere (Abnehmen des Kofferdams, bei ADS Art. 4256305)

Kofferdamklammern

- Klammer #201 Hager&Werken (modifiziert bei ADS Art. 7562201)*
- Klammern 12A und 13A Hygienic (Coltène-Whaledent, für kleine 7er; modifiziert bei ADS, Art. 7562012 und Art. 7562013) *
- Klammer #1T, Hager&Werken, (für Prämolaren, wenn kein Molar vorhanden ist)*

* Zur Optimierung dieser Instrumente empfiehlt sich deren Modifikation wie in der CD „Kofferdam in 100 Sekunden“ beschrieben (z. B. bei Klammern Entfernung der Flügelfortsätze, längsovale Erweiterung der Klammerlöcher, Mattierung im Sandstrahlgerät).

Bezugsquelle

Alle empfohlenen Materialien und Instrumente, gerade auch diejenigen, die als Sonderanfertigung in modifizierter Form benötigt werden (nicht Klammer #1T), sind erhältlich bei der Firma American Dental Systems (ADS), D-85591 Vaterstetten, www.adsystems.de, Tel. 08106/ 300 300, Fax 08106/ 300 310.

Siehe dort: **Spezialsets Dr. Müller/Tischer**

ADS	www.adsystems.de
Coltène-Whaledent	www.coltenewhaledent.biz
Hager&Werken	www.hagerwerken.de