

Método del Dique de Goma según Müller & Tischer

Según los autores, los instrumentos y materiales de los que se dispone en el consultorio en muy pocos casos resultan ser apropiados. para la realización del método según Müller & Tischer. Por tal razón, los referentes proponen la utilización del material e instrumental indicado para el curso "Dique de goma en 100 segundos".

Sin embargo, se puede traer el instrumental del que se dispone al curso.

Lista de materiales para el logro de un trabajo exitoso en la práctica diaria en el consultorio

El método de Dique de Goma propuesto por Müller & Tischer posibilita la colocación de la lámina de dique de goma en 10 dientes en tres minutos aproximadamente considerando casos complicados, siendo posible colocarlo en menos tiempo con un poco más de práctica. Los autores consideran que los productos e instrumentos nombrados a continuación resultan ser un factor determinante para el logro del éxito del método descrito.

Costo para el set recomendado para principiantes aprox. 300 euros (Europa).

Material e Instrumentos recomendados:

- Lámina para Dique de goma de Dental Dam extrarresistente-verde, Hygienic (Coltène-Whaledent)
- Sello para dique de goma según Müller & Tischer (disponible en ADS, Art. 7645160)
- Plantilla para el sello (ajustable al sello) (disponible en ADS, Art. 7645150)
- Perforadora Keydent con una placa perforadora grande para la grapa a colocarse en el diente, así como con 3 placas perforadoras de repuesto (disponible sólo en ADS, Art. 7574113)
- Perforadora de Roeko (Coltène-Whaledent)
- Portagrapas de KKD (modificado por ADS, Art. 7574101)*
- Arco de retención de Hager&Werken, Fit #1 grande (disponible en ADS, Art. 7542200)
- Crema rasuradora del tubo (por ejemplo la disponible en la tienda Schlecker o en ADS, Art. 7562900)
- Sonda obtusa no puntiaguda (para la realización de la técnica de la invaginación cervical; disponible entre otros en ADS, Art. 7562300)*
- Tijera para coronas (para la remoción del dique de goma, disponible en ADS, Art. 4256305)

Grapas para el Dique de Goma

- Grapa #201 Hager&Werken (modificado por ADS, Art. 7562201)*
- Grapas 12A y 13A Hygienic (Coltène-Whaledent, para segundo molares; modificada por ADS, Art. 7562012 y Art. 7562013) *
- Grapa #1T, Hager&Werken (para premolares en caso no exista ningún molar)*

* Para optimizar estos instrumentos, se recomienda realizar su modificación como se describe en el CD „Dique de Goma en 100 Segundos” (seccionar las salientes que presentan las grapas recomendadas, ampliar los orificios redondos de la grapa a una forma ovalada y en sentido longitudinal, realizar un pulido mate a la grapa con un instrumento chorreador de arena)

Todos los materiales e instrumentos recomendados así como aquellos que requieren ser modificados, (excepto la Grapa #1T), se encuentran disponibles en la empresa American Dental Systems (ADS), D-85591 Vaterstetten,

www.adsystems.de, Tel. 08106/ 300 300, Fax 08106/ 300 310.

Disponible también: Set grande y pequeño para Dique de Goma según Müller & Tischer

ADS

Coltène-Whaledent

Hager&Werken

Set de Grapas

www.adsystems.de

www.coltenewhaledent.biz

www.hagerwerken.de

Para el usuario de Dique de Goma en nivel avanzado

- Grapa #201, Hager&Werken (modif. por ADS, Art. 7562201)
- Grapa 12A y 13A, Hygienic (Coltène-Whaledent, para el segundo molar; Modificada por ADS, Art. 7562012 y Art. 7562013)
- Grapa #208, Hager&Werken (solución auxiliar para segundos molares con forma cónica y muy poca retención, modificada por ADS, Art. 7562210)
- Grapa #1T, Hager&Werken (para premolares, en caso no exista ningún molar)*
- Set de grapas según Brinker, Hygienic (Coltène-Whaledent; Set de Grapas de Retención para cavidades subgingivales así como para la realización de la limpieza profesional de dientes utilizando el dique de goma)

Grapas para dientes de leche

Para los segundos molares primarios:

- Grapa B2 y B3 del set de grapas según Brinker, Hygienic, también se pueden adquirir de manera unitaria
 - o
- Grapa #208, Hager&Werken (disponible en ADS, Art.7562210)
 - o
- Grapa W14, Hygienic (Coltène-Whaledent, disponible en ADS, Art. 7562014)

Para molares primarios:

- Grapa #207, Hager&Werken, (modificada por ADS, para la izquierda Art. 7562208 y para la derecha Art. 7562209)

Todas las grapas se pueden adquirir en su forma original en ADS. Para optimizar su modificación se recomienda se realice el proceso descrito en el CD „Dique de Goma en 100 Segundos“ (Seccionar las salientes que presenta la grapa, ampliación de los orificios redondos de la grapa a una forma ovalada en sentido longitudinal, realizar un pulido mate a la grapa con un instrumento chorreador de arena).

Las Grapas #201, 12A, 13A, #208 (para los segundos molares primarios y la grapa substituta o auxiliar), #207 (para los molares primarios), ya se encuentran modificadas y disponibles en American Dental Systems (ADS), D-85591 Vaterstetten, www.adsystems.de

www.adsystems.de, Tel. 08106/ 300 300, Fax 08106/ 300 310.

También se puede adquirir: Set de dique de goma grande y pequeño según Müller & Tischer

Además de las grapas mencionadas anteriormente, los autores recomiendan especialmente:

- Lentes de aumento protectores (distancia de trabajo min. 40 cm)
- Sistema Sonic-Sys, de la empresa KaVo, instrumento con la punta de trabajo semi esférica N° 30, 31, 32, 58, 59 para la preparación y N°28, 29 para la eliminación de excesos cervicales (no se produce ninguna lesión indeseada en el diente contiguo al realizar la preparación de la cavidad)
- Mechero-APT, Hager &Werken (espejo libre de empañaduras al realizar la revisión)

ADS

www.adsystems.de

Coltène-Whaledent

www.coltenewhaledent.biz

Hager&Werken

www.hagerwerken.de

KaVo

<http://www.kavo.com/Default.aspx?navid=1626&oid=002&lid=De>